



TherModiag[®]

FOLLOW-UP TO DECIDE

UNE INNOVATION TECHNOLOGIQUE D'AIDE AU DIAGNOSTIC DU SEPSIS



**Simplicité
de pose**



**100%
biocompatible**




**Adaptabilité
universelle**



**Contact peau-
capteurs optimal**



**Sécurité
accrue**



**HOUSSE DE MAINTIEN À USAGE UNIQUE
POUR LE BRASSARD THERMODIAG**


Réf. produit : TH01-100Bt01

Une solution innovante et fiable
associée au brassard Thermodiag

Une alliance de
technologie, confort
et praticité


CONFORT DE PORT EXCEPTIONNEL

- » **Grâce à son film en polyuréthane ultra-fin et souple**, la housse de maintien Thermodiag garantit une expérience agréable même en cas d'utilisation prolongée. Ce consommable doit être renouvelé toutes les 24h.
- » **Préserve la peau** : son adhésif en silicone texturé et perforé est conçu pour être doux, même sur les peaux les plus sensibles et évacuer la transpiration. Non irritant, non sensibilisant, non toxique.
- » **Adaptabilité remarquable** : le dispositif s'ajuste parfaitement aux bras de plus de 85% de la population en en moins d'une minute.




SIMPLICITÉ DE POSE

- » **La languette intuitive et ergonomique** permet une mise en place rapide et précise, optimisant le temps des soignants.



PERFORMANCE OPTIMALE

- » **Le bon contact peau-capteurs** est assuré grâce à une interface adhésive fiable et durable même sur des patients fragiles ou mobiles.



SÉCURITÉ ACCRUE

- » **Une charnière de sécurité intégrée** délamine en cas de serrage excessif pour éviter tout effet garrot.



CONDITIONNEMENT PRATIQUE ET SÉCURISÉ

- » Pour garantir une utilisation facile et conforme aux normes les plus strictes, le consommable Thermodiag est conditionné **unitairement**. Chaque emballage individuel inclut une **notice d'utilisation (IFU)** claire et détaillée. Ce conditionnement facilite également le stockage et le transport, tout en assurant une traçabilité optimale et une protection intégrale du dispositif jusqu'à son utilisation.



F2D
MEDICAL

2 rue Jean Perrin
14460 Colombelles - France
contact@f2d-medical.fr
www.f2d-medical.com

